

PEAKFLOW

Et peakflow er et mål for, hvor godt dine lunger har det. Et peakflow viser den maksimale hastighed, som luften forlader lungerne med. Du skal puste i et såkaldt peakflowmeter for at måle dit peakflow.

Vi bruger peakflow målinger til at finde ud af, om du har astma.

Når du måler peakflow over en periode, kan det være med til at vise, om du får den rette astmamedicin.

SÅDAN MÅLER DU DIT PEAKFLOW

Når du måler dit peakflow, skal du gøre sådan:

- Stå op
- Sæt pilen på peakflowmeteret på 0
- Sørg for, at pil, skala og huller i bunden af peakflowmeteret er frie
- Hold peakflowmeteret vandret
- Tag en dyb indånding
- Sæt mundstykket mellem tænderne og luk læberne omkring mundstykket
- Pust, så kraftigt du kan
-

Pust 3 gange i peakflowmeteret, og notér så det højeste tal på dit peakflowskema.

HVAD ER DIT NORMALE PEAKFLOW?

Et peakflow er afhængigt af køn, alder og højde.

Peakflow varierer meget lidt hos personer, der ikke har astma.

Til gengæld kan det variere meget hos personer med astma.

Derfor er dit normale peakflow det peakflow, du kan præsterer, når du har det godt. Vi bruger dit normale peakflow som udgangspunkt, når vi behandler og regulerer din astma.

SÅDAN RENGØR DU DIT PEAKFLOWMETER

Du skal gøre peakflowmeteret rent i varmt sæbe- eller opvaskevand.

- Læg peakflowmeteret i blød i 2-3 min.
- Skyl og ryst peakflowmeteret grundigt
- Stil peakflowmeteret lodret og lad det tørre helt, før du bruger det igen.

Gør mundstykket rent hver dag i de perioder, hvor du bruger peakflowmeteret dagligt. Gør altid mundstykket rent efter brug, når du er forkølet.

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 98 88 12 00

Telefontid

Læge

Sygeplejerske



mandag-torsdag kl. 8.00-9.00

tirsdag og torsdag kl. 10.00-10.30